

附表二

含鈷六十放射性物質之遠隔治療機（Co-60 Teletherapy）應實施之校驗項目、頻次及結果或誤差容許值

項次	校驗項目	頻次	結果或誤差容許值
一	視聽監視器	每日	功能正常
二	區域輻射監測器	每日	功能正常
三	治療室門連鎖	每日	功能正常
四	治療機及控制台指示燈	每日	功能正常
五	定位雷射	每日	二毫米以下
六	光學距離指示器	每日	二毫米以下
七	輻射源位置檢測	每月、每年	功能正常
八	緊急關閉鈕	每月、每年	功能正常
九	輸出劑量(準確性)	每月、每年	百分之二以下
十	光照野與輻射照野一致性	每月、每年	三毫米以下
十一	照野指示器	每月、每年	二毫米以下
十二	旋轉臂與準直儀角度指示器	每月、每年	一度以下
十三	十字線交叉線中心位置	每月、每年	一毫米以下
十四	楔形濾器托盤插梢	每月、每年	功能正常
十五	楔形濾器檢查	每年	功能正常
十六	安全連鎖(含門、緊急停止與臨時中斷)	每年	功能正常
十七	射束中心軸劑量參數	每年	百分之二以下
十八	楔形濾器穿透因子	每年	百分之二以下
十九	計時器線性	每年	百分之一以下
二十	射束平坦性	每年	百分之五以下
二十一	射束對稱性	每年	百分之二以下
二十二	準直儀機械旋轉中心	每年	直徑二毫米圓形範圍以下
二十三	旋轉臂機械旋轉中心	每年	直徑二毫米圓形範圍以下

二十四	治療床機械旋轉中心	每年	直徑二毫米圓形範圍以下
二十五	旋轉臂輻射旋轉中心	每年	直徑二毫米圓形範圍以下

註：本表用詞定義參照附表一註二。